



Simple. Rápido. Preciso.

Potenciando la medicina de urgencias.

Sistema de ultrasonido Venue 50



Retos en la medicina de urgencias

Una gran variedad de pacientes, diferentes problemas, una amplia variedad de usuarios y... poco tiempo. Cuando los médicos de urgencias se reunieron con los científicos de GE, éstos pidieron herramientas que les ayudaran a tomar decisiones confiables y rápidas.

Diseñado para atender casos de medicina de urgencias

Desde un encendido hasta una limpieza fáciles, más la entrega veloz de imágenes nítidas desde la comodidad de una Tablet. Dichos valores solicitados por los usuarios llevaron a la creación del sistema Venue* 50. Listo para utilizarse cuando se necesite, el 90%¹ de las aplicaciones fundamentales están a su alcance. Su panel de control ininterrumpido facilita la desinfección.

Simple

La comodidad de utilizar una Tablet es solo el inicio. La posibilidad de simplificar el flujo de trabajo en tres pasos – Home, Scan, Review (inicio, explorar, revisar) – hace que el sistema sea convenientemente directo tanto para el usuario habitual como para el ocasional.

- **Oprima un botón y continúe su trabajo.** Elija la sonda y la aplicación con una simple pulsación. Es más que rápido... ayuda a garantizar que el sistema se haya configurado de manera correcta incluso cuando se tiene prisa.
- **El control que usted ha estado esperando desde una Tablet.** Oprima, deslice o pulse cuanto necesite para realizar el procedimiento requerido, incluso con sus guantes puestos.
- **Conectividad simple.** Con una pequeña pulsación puede enviar imágenes a diversas ubicaciones de almacenamiento, de forma inalámbrica.

Rápido

Ya sea que necesite medir segundos por razones clínicas o medir la productividad por razones económicas, el sistema Venue 50 fue diseñado para ayudarle a obtener rapidez.

- **Rápido arranque.** Encienda el equipo mientras se pone los guantes.
- **Bloqueo para realizar limpieza.** El modo de pantalla bloqueada protege la configuración del sistema mientras usted realiza la limpieza del equipo. Del mismo modo, se puede programar y limitar el acceso no autorizado.
- **Portátil e inalámbrico.** Puede trasladarse fácilmente de paciente en paciente con las baterías puestas, y es ideal para un ambiente que requiera un ritmo rápido de trabajo.

Preciso

Ayudar a ver el origen de la queja – abdomen suave o comprimido, o dedo inflamado o quebradizo, superficial o profundo – es fundamental. La adquisición de imágenes precisas es un aspecto fundamental del sistema Venue 50.

- **Imágenes Gel & go.** Imágenes nítidas sin dificultades.
- **Visualización de la punta de la aguja.** El sistema Venue 50 dos tipos distintos de ultrasonido: uno para tejido y otro para metal. Esto hace resaltar la aguja sin sacrificar detalles del punto objetivo.



Venue 50 cuenta con el carrito portátil con anclaje



Amplia variedad de transductores

¹Con base en la evaluación interna de la Declaración de Políticas del ACEP con relación a los Lineamientos para el uso de Ultrasonido en Medicina de Urgencias, 2008.



Es posible apreciar zonas quísticas sin problemas en la vejiga, al utilizar la 4C




Es posible utilizar el llenado de color del ventrículo izquierdo utilizando la 3S



La zona de interconexión del hígado/riñón muestra una resolución de contraste sobresaliente utilizando la 4C



Es posible ver a detalle la válvula mitral, el atrio y el ventrículo izquierdos utilizando la 3S



Al operar la 12L, la capacidad de mantener una buena imagen en modo B al realizar exploraciones o escaneos a color, es muy importante

Sobre GE Healthcare

GE Healthcare ofrece servicios y tecnología médica innovadora para una atención sanitaria más accesible, con mejor calidad y menor costo. Los servicios de GE Healthcare abarcan desde los estudios médicos por imágenes, el software y las tecnologías de la información, el control y el diagnóstico de pacientes, hasta el descubrimiento de fármacos, las tecnologías de elaboración de productos biofarmacéuticos y las soluciones para una mejora de la productividad, para que los profesionales de la salud puedan brindar a sus pacientes una atención óptima. Para conocer nuestras últimas noticias, visite <http://newsroom.gehealthcare.com>

GE Healthcare
productos.salud@ge.com
www.gehealthcare.com

GE Imagination at work



2014 *Marca Registrada de General Electric Company

1 - La información en este material se presenta a modo general, aunque se procura que no existan datos inexactos, pueden existir distintas interpretaciones al respecto; esta información puede ser de aplicación restringida en su país.

2 - Los productos mencionados en este material pueden estar sujetos a regulaciones del gobierno y pueden no estar disponibles en todas las localidades. El embarque y la efectiva comercialización únicamente se podrán realizar si el registro del producto ya ha sido otorgado en su país.

No todas las características o especificaciones que se describen en el presente documento están disponibles en todas las sondas y/o modos.

Todos los nombres de las sondas incluyen la terminación -RS para identificar el conector.